

Dräger JM-105 bilirubinmåler

Hurtigveiledning - Supplement til brukerveiledningen som følger med produktet.
Bruksanvisningen må også leses i sin helhet.

Knapper

- Av-på knapp på høyre side (Holdes inne når en skal slå den av).
- Lås-knapp på venstre side. Hvis du trykker på denne låser en displayet til en trykker på denne knappen på ny.

I hovedmenyen finner du disse valgene:

Måling

Ved å trykke på dette valget utfører en selve målingen.

Ofte anbefales å stille inn på tre målinger hvor gjennomsnittet av disse blir resultatet av testen. Hvis en velger dette (på Konfig./Gj.snitt i menyen) utfører du målingen slik:

- Velg Måling – trykk Ok
- Ready lampen lyser grønt
- Sett proben på barnets hud, trykk ned.
- N-2 vises i displayet = klar for måling nr. 2 når grønn ready lampe lyser.
- Sett proben på barnets hud, trykk ned.
- N-1 vises i displayet = klar for måling nr. 3 når grønn ready lampe lyser.
- Sett proben på barnets hud, trykk ned.
- Resultatet kommer opp på skjermen.
- Hvis du har valgt å ikke lagre resultatet – klikker du nå på Clear og resultatet slettes.



Kontroll

Regelmessig, eller når «Anbefal lys sjekk» vises i displayet ved oppstart, bør en kontrollere apparatet.

Dette gjør en ved å:

Gå inn på kontroll i menyen

Sett måleren på den svarte testplata under lokket på basen. Utfør måling. Resultatet av de tre ulike verdiene skal da være innenfor referanseverdiene som er:

-2,8 L -0,8

-2,5 S -0,5

-0,8 ^ +0,2

Ta kontakt med serviceverksted om den er utenfor verdiene.

Pas. data

Lagring av pasient opplysninger

Slett

Slette informasjon som er lagret på enheten

Konfig (innstillinger)

Under dette valget finner en disse valgene:

- Enhet: Velg hvilken måleenhet resultatet skal oppgis i.
- Gj.snitt: Velg om du skal ta enkeltmåling eller et gjennomsnitt av f.eks. 3 målinger (anbefales).
- Minne: Lagre resultat i apparatet, ikke lagre resultat eller overføre til software.
- Nurse-ID: Legge inn ID på den som utfører testen. Denne funksjonen kan slås av (velg «ingen»)
- Baby-ID: Legge inn ID på barnet som testes. Denne funksjonen kan slås av (velg «berør»)
- Diverse innstillinger for lyd, display, tid osv.

Apparatet kan også brukes med strekkodeleser eller kobles til software.